



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nomor SOP	DP.03.04 / 1-01 / 015-10 / 2019
	Tanggal Pembuatan	3 Januari 2019
	Tanggal Revisi	3 Januari 2019
	Tanggal Efektif	3 Januari 2019
	Disahkan Oleh	 Satino, SKM, MScN NIP. 196101021989031001
	Nama SOP	K3 Laboratorium
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> Mengetahui kelengkapan k3 laboratorium Memelihara sarana prasarana ruangan 	
Keterkaitan dengan SOP lain :	Peralatan Yang digunakan : <ol style="list-style-type: none"> Alat Pelindung Diri Alat Pelindung Kerja Form inventaris ruang K3 laboratorium Form Kartu riwayat pemeliharaan 	
Peringatan : <ol style="list-style-type: none"> Tidak terdokumentasi kelengkapan K3 Laboratorium Tidak ada dokumentasi kerusakan Proses tidak dapat terlaksana dengan baik 	Pencatatan dan Pendataan : Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		DOSEN / MAHASISWA	INSTRUKTUR	KA. LAB	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mempersiapkan kelengkapan APD dan APK laboratorium				Daftar kelengkapan laboartorium	15 menit	APD dan APK	
2.	Menginventaris dan Memelihara kelengkapan APD dan APK laboratorium				Daftar kelengkapan laboratorium	10 menit	Form daftar Inventaris Ruang Form kartu Riwayat Pemeliharaan	
3.	Pengguna / petugas cuci tangan sebelum masuk ruangan				Melaksanakan SOP	5 menit	Prosedur cuci tangan	
4.	Pengguna / petugas memakai jas laboratorium				Melaksanakan SOP	5 menit	Prosedur memakai jas Laboratorium	
5.	Pengguna / petugas memakai masker				Melaksanakan SOP	5 menit	Prosedur memakai Masker	
6.	Pengguna / petugas dilarang makan dan minum di laboratorium				Melaksanakan SOP	5 menit		
7.	Bekerja dengan bahan tertentu perlu menggunakan sarung tangan				Melaksanakan SOP			
8.	Bekerja di laboratorium selamat dan aman. Selesai				Melaksanakan SOP	10 menit	Inventaris alat	